



edro21.com 0000

Emozione, stile ed eleganza.

Dall'esperienza Zanni nasce oggi **EXCELSA**, il risultato di ricerche ed innovazioni nel settore estetico: un'eccellenza tutta made in Italy. Beauty, wellness, tecnologia e design si incontrano per dar vita al nuovo modo di fare estetica. **EXCELSA** è destinata al centro estetico di alto livello per le sue caratteristiche altamente performanti e per il suo design. **C INFRA**, grazie alla sua azione efficacemente naturale, scolpisce, tonifica e rassoda viso e corpo in modo fisiologico e naturale.

Emotion, Style and Elegance.

*From the experience of the Zanni Team, we have today the **EXCELSA Line**, as a result of scientific research and innovation in aesthetics: a "made in Italy" greatness. Beauty, Wellbeing, Technology and Design. They have all met to give life to a new way of making Beauty. **EXCELSA Products** are intended for high class Beauty Centres for their highly performing features and their notable design. **C INFRA** Equipment has a naturally effective action and sculpts, invigorates and tones up face and body in a physiological and simple way.*

EXCELSA



EXCELSA

il nuovo modo di fare estetica
MADE IN ITALY

EXCELSA è una divisione di ZANNI - PODOSPECIAL ITALY srl

51013 Chiesina Uzzanese (PT) Via delle Corti, 65/69 - tel. 0572.445.415 - 445.399 - fax 0572.444.746 Numero Verde 800-017273
info@excelsaitaly.it - www.excelsaitaly.it

C INFRA
tecnologie di bellezza



C INFRA

MECCANISMO

Azione semplice ed efficace: aumenta il consumo della frazione lipidica, ripristina il metabolismo ed i meccanismi di riparazione.

C INFRA

Nasce per stimolare la vascolarizzazione cutanea, per migliorare il microcircolo, per richiamare quanto più possibile sangue nelle zone ipovascolari e per aumentare il metabolismo cellulare. L'innalzamento metabolico aumenta la richiesta di energia che viene resa disponibile mobilizzando le riserve lipidiche. Il sangue richiamato, primo responsabile dei processi riparatori, riporta ossigeno e quindi migliora la salute e l'aspetto dei tessuti sia del viso, sia del corpo.

OBIETTIVI

Definire e modellare: C INFRA è in grado di aiutare la fisiologia dell'organismo a sciogliere pannicoli adiposi estesi e facilitare la correzione degli inestetismi legati a tutti i tipi di cellulite.

Tonificare: la forte azione antiage data da una sferzata di nuova energia, dona vitalità ai tessuti atonici e sofferenti.

Rassodare: naturale spianamento di rughe e pelli flaccide grazie all'effetto riempitivo endogeno.

Migliorare la ritenzione idrica: alleggerimento delle gambe pesanti.

Incrementare il metabolismo generale: riattivazione diffusa di tutto il corpo.

Potenziare la circolazione sanguigna: miglioramento degli scambi cellulari e della ossigenazione cutanea.

RISULTATI

Silhouette definita e modellata: ripristino dell'armonia delle curve.

Superfici lisce: Cellulite ed adiposità, sciolte.

Cute turgida: tessuti rivitalizzati.

Pelli toniche: rughe e pelli flaccide rassodate.

Effetto "push up": la cute ricompattata tende a riconquistare la propria elasticità.

Gambe leggere: percezione di agilità e scioltezza.

Sensazione di depurazione: aumentata efficienza e vitalità.

C INFRA

MECHANISM

Simple and effective action: it increases the consumption of lipid solubility, re-establishes metabolism and repair mechanisms.

C INFRA

It was developed to stimulate skin vascularization, to improve micro-circulation, to attract the most possible quantity of blood to the hypo-vascularized sites and increase cell metabolism. Metabolism raising increases the need of energy that is made available by mobilizing lipid reserves.

Once attracted, blood brings back oxygen and therefore improves health and look of face and body tissues, as it is the first agent of repair processes.

PURPOSES

Delineating and sculpting action: C INFRA Equipment permits to help the physiology of your body by dissolving extended adipose panniculi and correcting the unaesthetic effects of all types of cellulite.

Toning-up action: the strong anti-ageing action carried out by a stinging blow of new energy gives a lot of vigour to non-tonic and pain-stricken tissues.

Hardening action: natural smoothing of wrinkles and flabby skin, thanks to the endogenous and filling effect.

Improving water retention: heavy legs are lightened.

Increasing general metabolism: reactivation all over your body.

Boosting blood circulation: improvement of cell exchange and skin oxygenation.

RESULTS

Well delineated and modelled silhouette: re-establishment of the harmony of curves.

Smooth skin: dissolved cellulite and adiposity.

Firm and healthy skin: revitalized tissues.

Tonic skin: wrinkles and flabby skins finally toned-up.

"Push up" effect: the skin, thus newly compact, tends to acquire its elasticity again.

Light legs: sensation of agility and ease.

Sensation of purification: increased effectiveness and vigour.

C INFRA è dotata di fasce infrarossi, due arti, una fianchi e glutei ed una addome.

Il flusso di energia erogato è dolce e delicato pur apportando il giusto grado di efficacia nel totale rispetto della sicurezza.

C INFRA Equipment has infra-reds bands, two for legs and arms, one for hips and glutei and one for abdomen. The supplied energy flow is light and delicate, even if it brings effectiveness in a total respect of safety.



C INFRA si avvale di una duplice tecnologia combinata: raggi infrarossi e trasferimento energetico endotermico a componente induttiva. Questa integrazione è stata ottenuta con delle speciali fasce alimentate da forme d'onda particolari.

Raggi infrarossi: Con C INFRA, grazie al suo tipo di raggi infrarossi, siamo in grado di riscaldare poco la superficie cutanea e penetrare efficacemente in profondità.

Trasferimento energetico endotermico a componente induttiva: le fasce vengono alimentate con onde pulsate ad 1Mhz e generando un campo elettromagnetico pulsato, trasferisce la propria energia che viene a sua volta trasformata in calore per effetto joule.

La tecnologia utilizzata ci ha permesso di equipaggiare C INFRA anche di un manipolo per i trattamenti viso che possono essere effettuati contemporaneamente ai trattamenti corpo.

Il rassodamento, l'inturgidimento e lo spianamento delle rughe è quanto possibile ottenere con il manipolo, contestualmente all'uso delle fasce. Il lento movimento del manipolo, favorito dallo scorrimento del cosmetico usato, consente di effettuare anche un massaggio endodermico per un risultato ancora più efficiente. L'elettronica di gestione è stata studiata per garantire l'assoluta sicurezza dei trattamenti e permette di regolare i tempi e l'intensità dei trattamenti. Il comodo schermo con tecnologia touch permette la gestione a sfioramento di tutte le funzioni in modo ergonomico ed intuitivo.

C INFRA è stata studiata per essere sempre al passo con i tempi e con le leggi essendo possibile intervenire su qualsiasi parametro.

The used technology permitted us to equip C INFRA with a handle, too, for face treatments. These can be carried out simultaneously with body treatments. Hardening and smoothing of wrinkles can be obtained using the handle while also using the bands. The slow movement of the handle, favoured by the flowing of the used treatment product, permits to carry out an endodermic massage and therefore obtain a more effective result. The electronic control of the equipment was developed to guarantee absolute safety and allows you to set timing and intensity of the treatments. The easy touch panel permits to manage the equipment by just touching on and to control all functions ergonomically and intuitively.

C INFRA Equipment was developed to be always updated and in the forefront, both technically and legally, as all parameters can be adjusted at any time.

C INFRA Equipment has the advantage of a double combined technology: infra-red rays and endothermic energy transfer by inductive component. This integration was achieved by special bands fed by particular waves.

Infra-red Rays: Using C INFRA Equipment, and thanks to that type of infra-red rays, we are able to warm up the skin surface very slightly, and at the same time effectively and deeply penetrate.

Endothermic energy transfer by inductive component: bands are fed by pulsed 1Mhz waves and, by generating a pulsed electromagnetic field, the energy is transferred and, in its turn, is transformed into warmth by joule effect.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

FASCE IN DOTAZIONE: 1 addome, 1 glutei, 2 arti

POTENZA MAX SULLE FASCE EMETTITRICI

Addome = 100W ca

Glutei = 100W ca

Arti = 2x80W ca

ALIMENTAZIONE Mediante alimentatore interno

EN 60601, 24V DC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 220V ac

MAX POTENZA ASSORBITA 290W ca

N° USCITE 4 – selezionabili da software

DIMENSIONI Apparecchiatura: cm P47 x L40 x H152 cm

PESO: 19 Kg ca

Apparecchiatura conforme alla legge 1/1990 e 110/2011

Excelsa Ti lascia solo il bello del trattamento.

CARATTERISTICHE

- Design innovativo
- Touch screen
- 1 solo programma
- Facilità d'uso
- C INFRA parte sempre da potenza zero
- Silenziosità
- Fasce e manipolo
- Fasce
- Manipolo unico
- Tutte le fasce ed il manipolo viso sono collegati simultaneamente al Macchinario
- Ipertermia controllata
- Rialzo termico moderato
- Aggiornamenti software

FEATURES

- Innovative Design
- Touch screen
- 1 single program
- Easy to use
- C INFRA Equipment always starts from power Zero
- No noise
- Bands and handle
- Bands
- Single handle
- All bands and the handle are connected to the machine simultaneously
- Controlled hyperthermia
- Moderate thermal raise
- Software updating

BENEFICI CENTRO

- Diversificazione
- Comandi intuitivi e veloci
- Semplicità e rapidità di utilizzo
- Zero tempo di apprendimento e inutile la consultazione continua di manuali d'uso.
- Zero errori accidentali
- Nessun rumore molesto
- Trattamenti corpo e viso contestuali
- Tempo operatore ai minimi termini
- Focalizzazione del trattamento
- Rapidità di sostituzione manipolo
- Offrire trattamenti sicuri
- Possibilità di eseguire movimenti / massaggi lenti
- Macchina sempre al passo con i tempi
- Libertà di trattamento in assenza dell'operatore

ADVANTAGES for BEAUTY CENTRES

- Diversification
- Direct and quick controls
- Clear evidence of innovation and elegance
- Clear evidence of professionalism
- No waiting time
- Clear evidence of skill
- Gradual thermal increase
- Total relax
- Contextual body and face treatments
- Minimum time required for operator
- Focused treatment
- Quick replacement of the tool
- You can offer safe treatments
- Possibility of carrying out slow movements / massages
- The equipment is always updated
- If the operator is absent, you can operate yourself

SIZES AND FEATURES

BANDS SUPPLIED WITH THE EQUIPMENT : 1 for abdomen,

1 for glutei, 2 for legs and arms

MAX. POWER AT ISSUING BANDS

Abdomen = 100W approx.

Glutei = 100W approx.

Legs and arms = 2 x 80W approx.

FEED: by means of an internal feeder (EN 60601, 24V DC)

FEEDING POWER: a.c. 220V

MAX. ABSORBED POWER: a.c. 290W

4 EXITS, selectable from software

SIZES of the Equipment: cm 47 (width) x cm 40 (length) x cm 152 (height)

WEIGHT: 19 Kg approximately

Equipment complying with 1/1990 and 110/2011

Excelsa It leaves you just the pleasure of the treatment.

BENEFICI CLIENTE

- Percezione innovazione ed eleganza
- Percezione di professionalità
- Zero tempi di attesa
- Percezione di competenza
- Incremento termico graduale
- Totale relax
- Ottimizzazione del tempo e dei costi
- Possibilità di fare altro (telefonare, tv, musica ecc..)
- Sensazione di tepore solo sulla zona trattata
- Sensazione di dinamismo
- Rispetto della fisiologia
- Trattamento gradevole
- Trattamenti sempre all'avanguardia

ADVANTAGES for CLIENTS

- Clear evidence of innovation and elegance
- Clear evidence of professionalism
- No waiting time
- Clear evidence of skill
- Gradual thermal increase
- Total relax
- Optimization of timing and cost
- Possibility of doing other things (phoning, TV, music etc.)
- Warmth sensation on the treated area only
- Sensation of dynamism
- Respect of physiology
- Pleasant treatment
- Treatments are very advanced